

PROCOLE SOIN ANTI-AGE

Durée du soin **70 MN** Nb d'étapes **8** Effet optimal **4 À 6 SOINS**

ETAPE 1



Procéder au démaquillage et nettoyer le visage à l'aide du Gel Démaquillant Onctueux Age Gold Repair.

ETAPE 2



Parfaire l'étape n°1 à l'aide de la Lotion Age Gold Repair.

ETAPE 3 OPTIONNELLE



Utiliser pendant une dizaine de minutes l'appareil à ozone Perron Rigot. Permet d'ouvrir les pores pour une meilleure pénétration des actifs.

ETAPE 4



Sur peau sèche ou légèrement humidifiée, procéder à une exfoliation douce et profonde avec le Gommage Age Gold Repair. Puis rincer à l'eau tiède.

ETAPE 5



Appliquer sur peau sèche le Miel de massage AGR et procéder au massage par de doux et longs effleurages, durant minimum 5mn. Prolonger le massage durant 10mn avec des manoeuvres actives ciblées en fonction du type de peau de votre cliente. Pour les 5mn restantes, ajouter quelques gouttes d'eau, le miel se transforme en émulsion lactée. Pratiquez alors des techniques relaxantes.

ETAPE 6 OPTIONNELLE



Utiliser l'appareil haute fréquence portable durant 10 minutes minimum.

ETAPE 7



Ajouter 90ml d'eau au 30g de poudre du Masque Peel-off Age Gold Repair jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Appliquer et laisser poser 10 à 15 minutes. Le masque, une fois figé, se retire comme une seconde peau.

ETAPE 8



Finaliser votre soin en appliquant quelques gouttes de Sérums Age Gold Repair sur l'ensemble du visage et du décolleté et terminer par la Crème Age Gold Repair.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ✓ Coupelle
- ✓ Bol
- ✓ Oshiboris
- ✓ Coton
- ✓ Spatule
- ✓ Pinceau masque

ASTUCE : pensez à proposer à votre cliente les formats ventes pour prolonger les effets du soin à la maison avec la fiche diagnostic peau pages 50-51.